

- 1. SCEGLIERE LA GIUSTA MISURA DELLA MASCHERA**
- 2. POSIZIONARE IL MANOMETRO AL COLLO DEL PAZIENTE E CONNETTERLO AL SISTEMA C-PAP**
- 3. POSIZIONARE IL NUCALE**
- 4. COLLEGARE IL CIRCUITO C-PAP**
- 5. POSIZIONARE LA MASCHERA RACCORDATA AL CIRCUITO C-PAP SUL VOLTO DEL PAZIENTE**
- 6. UTILIZZANDO E INCROCIANDO LE 4 CINGHIE DEL NUCALE, FISSARE LA MASCHERA AL VOLTO DEL PAZIENTE**
- 7. EFFETTUARE UNA CORRETTA GESTIONE DELL'OSSIGENO IN BASE ALLE DIRETTIVE DEL SANITARIO**
- 8. RACCORDARE EVENTUALE SISTEMA VENTURI**
- 9. RACCORDARE EVENTUALE DISPOSITIVO PER AEROSOL COLLEGANDO L'APPOSITO RACCORDO AD UN'ALTRA FONTE DI OSSIGENO**

